

ПРОФИДЕНТ СЕРВИС

Республика Казахстан
г. Алматы, пр. Гагарина, 33
Тел.: + 7 (727) 379 31 18 / 379 28 50
Факс: + 7 (727) 379 31 17
E-mail: profd@profdent-s.kz
andakulova@profdent-s.kz
profdent-service@mail.ru
Web: www.profdent-s.kz

Официальный дилер



Издательство: 03/2012г






EVE
ERNST VETTER






Полировальники
для
стоматологии









made
in
Germany







	<i>Наименование товара</i>		<i>Артикул</i>
№			
1	EVE DIAPOL W17Dmf (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: средняя)		7187
2	EVE DIAPOL W8Dg (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: грубая)		7078
3	EVE DIAPOL W17D (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Возможно применение без полировальной пасты. Зернистость: мелкая)		7287
4	EVE DIAPOL W16Dmf (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: средняя)		7186
5	EVE DIAPOL W8Dmf (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: средняя)		7178
6	EVE DIAPOL W16Dg (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: грубая)		7086

7	EVE DIAPOL W17Dg (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: грубая)		7087
8	EVE KERAMIK W2BSK (Клиника, Силиконовые полиры для обработки керамики. Зернистость: мелкая)		1792
9	EVE UNIVERSAL W2B (Клиника, Универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы. Зернистость: средняя)		1092
10	EVE DIAPOL W8D (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Возможно применение без полировальной пасты. Зернистость: мелкая)		7278
11	EVE UNIVERSAL PLUS WP7 (Клиника, универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы. Зернистость: средняя)		5077
12	EVE UNIVERSAL W7 (Клиника, универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы. Зернистость: средняя)		1077
13	EVE Universal diamond polishes W16D (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Возможно применение без полировальной пасты. Зернистость: мелкая)		7286

14	EVE UNIVERSAL PLUS WP8 (Клиника, Универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы. Зернистость: средняя)		5078
15	EVE KERAMIK W2BNK (Клиника, Силиконовые полиры для обработки керамики. Зернистость: средняя)		1692
16	EVE KERAMIK W2BVK (Клиника, Силиконовые полиры для обработки керамики. Зернистость: грубая)		1592
17	EVE UNIVERSAL W1 (Клиника, Универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы. Зернистость: средняя)		1071
18	EVE UNIVERSAL PLUS WP1 (Клиника, Универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы. Зернистость: средняя)		5071
19	EVE KERAMIK W7NK (Клиника, силиконовые полиры для обработки керамики. Зернистость: средняя)		1677
20	EVE UNIVERSAL PLUS WP2B (Клиника, универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы. Зернистость: средняя)		5092

21	EVE KERAMIK W7SK (Клиника, силиконовые полиры для обработки керамики. Зернистость: мелкая)		1777
22	EVE UNIVERSAL W8 (Клиника, Универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы. Зернистость: средняя)		1078
23	EVE KERAMIK W7VK (Клиника, силиконовые полиры для обработки керамики. Зернистость: грубая)		1577
24	EVE FLEXI-D FD-10g +95RA (Клиника, гибкие полировальные диски для обработки композитов, керамики и металлов. Зернистость: грубая)		9121
25	EVE FLEXI-D FD-10m +95RA (Клиника, гибкие полировальные диски для обработки композитов, керамики и металлов. Зернистость: средняя)		9122
26	EVE FLEXI-D FD-10f +95RA (Клиника, гибкие полировальные диски для обработки композитов, керамики и металлов. Зернистость: мелкая)		9123
27	EVE FLEXI-D FD-10sf +95RA (Клиника, гибкие полировальные диски для обработки композитов, керамики и металлов. Зернистость: экстра - мелкая)		9124
28	EVE DIAPOL W18Dg (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: грубая)		7088

29	EVE DIAPOL W2Dg (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: грубая)		7072
30	EVE DIAPOL W18Dmf (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Зернистость: средняя)		7188
31	EVE DIAPOL W18D (Клиника, алмазные полиры для обработки керамики и металлов. Возможно применение без полировальной пасты. Зернистость: мелкая)		7288
32	EVE SAMPLE CASE DENTISTRY (Клиника, набор образцов)		9980